

DS44-11BR - Tecnologia Durashock™ com Braçadeiras reutilizáveis FlexiPort™ oferece mais praticidade.

O DS44 possui design exclusivo de integração de múltiplas braçadeiras, é compacto, leve e fácil de usar. O manômetro gira 360° para fácil visualização de qualquer ângulo. Um anel de borracha amortecedor de impacto oferece maior proteção.

- > Atende às normas da AAMI de resistência a impactos.
- > Poder cair de uma altura de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração
- > Garantia de calibração por 5 anos
- > Manômetro gira 360° para fácil visualização
- > Leve e livre de látex para maior comodidade
- > Único manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento preciso
- > Design ergonômico que permite trabalhar com a mão direita ou esquerda
- > Cores opcionais para anel amortecedor de impacto, Azul, verde, roxo e rosa



Como Funciona a Tecnologia DuraShock™

No desenho tradicional de esfigmomanômetro aneróide, várias engrenagens e molas delicadas convertem e amplificam o movimento vertical do eixo para movimento rotacional para girar o ponteiro. O design sem engrenagens do DuraShock™, usa uma mola de hélice simples superior para converter diretamente o movimento vertical do eixo pinhão para rotação do ponteiro sem o uso de um esquema de engrenagem de múltiplas etapas.

Ao criar um design sem engrenagens, os produtos da Welch Alllyn com tecnologia DuraShock™ possuem menos partes móveis, oferecendo um aparelho resistente a quedas e mais leves que os aparelhos tradicionais. Até agora, um esfigmomanômetro que sofresse uma queda exigia recalibração ou substituição. Os aparelhos DuraShock™ das linhas Bronze, Silver e Gold podem sofrer quedas de até 76 cm em superfície rígida e ainda permanece preciso.

Braçadeiras reutilizáveis FlexiPort™



Modelo	Circ. Braço	FlexiPort™ (REUTILIZÁVEL)
Infantil Pequeno (6)	7-10 cm	REUSE-06BR
Infantil (7)	9-13 cm	REUSE-07BR
Criança pequena (8)	12-16 cm	REUSE-08BR
Criança (9)	15-21 cm	REUSE-09BR
Adulto pequeno (10)	20-26 cm	REUSE-10BR
Adulto (11)	25-34 cm	REUSE-11BR
Adulto longo (11L)	25-34 cm	REUSE-11LBR
Adulto grande (12)	32-43 cm	REUSE-12BR
Adulto grande e longo (12L)	32-43 cm	REUSE-12LBR
Coxa (13)	40-55 cm	REUSE-13BR

Um melhor amanhã
pode acontecer todos os dias.



**Com tecnologias inovadoras da Welch Allyn
e um legado de cuidados para ajudar você a colocar
seus pacientes em primeiro lugar**

WelchAllyn®