

◆> ESTETOSCÓPIOS SPIRIT® Série Multifrequências

AUSCULTADOR COM TECNOLOGIA MULTIFREQUÊNCIA PERMITE QUE O DIAFRAGMA CAPTE UMA AMPLA GAMA DE FREQUÊNCIAS, SIMPLEMENTE ALTERNANDO A PRESSÃO DURANTE O EXAME, SEM INTERROMPER O CONTATO COM O CORPO DO PACIENTE

Professional

O PROFESSIONAL É A VERSÃO MAIS CLÁSSICA DOS ESTETOSCÓPIOS SPIRIT®, AJUDAM MILHARES DE PROFISSIONAIS A ATINGIR O SEU MELHOR.

- Diafragma sintonizável capta sons de altas e baixas frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador
- As olivas macias de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca proporciona uma excelente vedação acústica
- Olivas com tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza
- Utiliza sistema de anel não frio para maior conforto térmico do paciente
- Tubo PVC com diversas opções de cores, incluindo tons perolizados
- Garantia de 5 anos



Neonato



Pediátrico



Black Edition



Ensino (aluno/professor)



Design para diferentes especialidades com diversas cores, incluindo tons perolizados e a versão black edition.